

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Desinfetante para Incubadoras de CO₂ e Cabine de Fluxo Laminar



Versão revisada: 04.02.2016/PT

SEÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da empresa/companhia

1.1. Identificador do produto

Nome do produto: Desinfetante para Incubadoras de CO₂ e Cabine de Fluxo Laminar Oosafe;

Número do produto: OODIH-0050; OODIH-1000; OODIH-5000;

1.2. Usos relevantes identificados para a substância ou mistura e usos desaconselhados

Grupo do produto: Desinfetante para equipamentos;

Produto tipo 2: Desinfetantes de área de saúde pública ou privada e outros produtos biocidas da área de saúde pública adequados para laboratórios de FIV;

Usos relevantes: Desinfetante biocida para incubadoras de CO₂ e fluxos laminares estéreis e superfícies de equipamentos. Adequado especialmente para laboratórios de FIV. Exclusivo para uso profissional.

1.3. Detalhes do fornecedor da ficha de dados de segurança

Sparmed Aps
Ryttermarken 2, DK-3520, Farum, Dinamarca

1.4. Telefone de emergência

Linha de envenenamento dinamarquesa: +45 82 12 12 12

Informação adicional: Tel. +45 39 40 25 03 Fax. +45 39 40 25 64

SEÇÃO 2: Identificação de riscos

2.1. Classificação da substância ou mistura de acordo com regulações EU (EC) No. 1272 / 2008

Não Classificado

Desinfetante Oosafe® para incubadoras de CO₂ e coberturas de fluxos laminares não exige classificação de acordo com a regulação da qualificação GHS.

2.2. Elementos de rótulo

Pictograma: -

Palavra-sinal: -

Advertências de perigo: -

Recomendações de prudência: **P102:** Manter fora do alcance de crianças.

2.3. Outros perigos

Sem informações disponíveis

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Desinfetante para Incubadoras de CO₂ e Cabine de Fluxo Laminar



Versão revisada: 04.02.2016/PT

SEÇÃO 3: Composição/informação dos ingredientes

3.1. Substâncias:

Substâncias ativas:

Nome	No. do Cas	EC-No./No. Reg.	Classificação	Concentração
Benzil-C12-16-alquildimetil cloreto	68424-85-1	270-325-2	Não requerida	1,3 mg/g

Descrição: Mistura de substâncias listadas acima sem aditivos perigosos.

Componentes perigosos: Sem componentes perigosos.

Informações adicionais: Para a listade frases de riscos, recorrer a seção 15.

SEÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Inalação Fornecer ar fresco; consultar o médico no caso de reclamações.

Contato com a pele O produto não é irritativo para a pele.

Contato com os olhos Lavar olhos abertos por 10 minutos em água corrente.
Forçar abertura de pálpebras. Consultar o médico no caso de persistência da irritação.

Ingesta: Lavar a boca e beber bastante água. Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Não provocar vômito. Se os sintomas persistirem, consultar um médico.

SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Pó seco, spray de água, espuma.

5.2. Perigos especiais provenientes da substância/mistura

Calor do incêndio pode liberar gás tóxico.

5.3. Orientações para bombeiros

Em evento de incêndio, usar equipamento de proteção respiratória autônoma. Usar spray de água para refrigerar recipientes fechados.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Desinfetante para Incubadoras de CO₂ e Cabine de Fluxo Laminar



Versão revisada: 04.02.2016/PT

SEÇÃO 6: Medidas no caso de liberação acidental

6.1. Precauções pessoais, equipamentos protetores e procedimentos de emergência

Não necessário

6.2. Precauções ambientais

Diluir com bastante água.

6.3. Métodos e materiais para contenção e limpeza

Retirar com material absorvente (areia, terra, aglutinantes ácidos, absorventes universais e pó de serragem).

6.4. Informações adicionais

Nenhuma substância perigosa é liberada.

SEÇÃO 7: Manejo e armazenamento

7.1. Precauções para manejo seguro

Informações para manejo seguro: Nenhuma medida especial necessária se usado corretamente.
Informação sobre proteção em incêndio e explosão: Nenhuma medida especial necessária.

7.2. Condições para armazenamento seguro, incluindo quaisquer incompatibilidades

Requisitos para depósito:	Sem exigências especiais.
Informação sobre armazenamento em instalação comum:	Não necessário.
Mais informações sobre condições de armazenamento:	Manter afastado do calor e luz solar direta.
Categoria de armazenamento: classificação baseada na Portaria de Segurança ocupacional (BetrSichV):	Não se aplica

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s) Não se aplica

SEÇÃO 8: Controle de exposição/proteção pessoal

8.1. Parâmetros de controle Não há componentes no produto que devem ser monitorados no local de trabalho. Sem informações adicionais sobre o projeto das instalações técnicas; ver seção 7. As listas válidas no momento da compilação foram usadas como base.

8.2. Controle de exposição As medidas de precaução usuais devem ser observadas ao manusear os químicos.

Proteção respiratória Não necessária

Proteção das mãos Não necessária

Proteção dos olhos Não necessária

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Desinfetante para Incubadoras de CO₂ e Cabine de Fluxo Laminar



Versão revisada: 04.02.2016/PT

SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas básicas

Forma:	Líquido
Cor:	Incolor
Odor:	Inodoro

Dados de segurança relevantes

Ponto/intervalo de derretimento	0°C
Ponto/intervalo de ebulição	100°C
Ponto de fulgor	101°C
Auto-inflamação	o produto não é auto-inflamável
Perigo de explosão	o produto não apresenta risco de explosão
Pressão de vapor a 20°C	23hPa
Densidade a 20°C	1g/cm ³
pH	6.0 - 7.0
Solubilidade/Miscibilidade em água	completamente miscível

Conteúdos do solvente

Solventes orgânicos	0,4%
Água	99,5%

SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

<u>10.1. Estabilidade química</u>	Não há decomposição se usado de acordo com as especificações;
<u>10.2. Possibilidade de reações perigosas</u> especificações;	Não há conhecimento de reações perigosas se usado de acordo com as
<u>10.3. Condições para se evitar</u>	Ver Seção 7;
<u>10.4. Produtos de decomposição perigosos</u>	Não há produtos de decomposição sabidamente perigosos se usado e armazenado de acordo com as especificações.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Desinfetante para Incubadoras de CO₂ e Cabine de Fluxo Laminar



Versão revisada: 04.02.2016/PT

SEÇÃO 11: Informações toxicológicas

11.1. Informações sobre efeitos toxicológicos

Na pele	Sem efeitos irritativos;
Nos olhos	Sem efeitos irritativos;
Sensibilização	Sem efeitos de sensibilização conhecidos;

Informações toxicológicas adicionais:

O produto não é sujeito a classificação de acordo com o método de cálculo da "General EU Classification Guidelines for Preparations" (Classificação Geral EU para Diretrizes de Preparo) como emitido na última versão. Quando usado e manuseado considerando as especificações, o produto não tem nenhum efeito danoso de acordo com nossa experiência e com as informações que nos são fornecidas.

SEÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Perigo para água classe 1 (auto-avaliação): ligeiramente perigoso para água.

Não permitir que o produto não diluído chegue até água do solo, curso de água ou sistema de irrigação.

SEÇÃO 13: Considerações de descarte

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Produto:

Recomendações: Menores quantidades podem ser descartadas em lixo doméstico

Embalagem após o uso:

Recomendação: O descarte deve ser feito de acordo com regulamentos oficiais

Agentes de limpeza recomendados: Água junto a agentes de limpeza, se necessário.

SEÇÃO 14: Informações de transporte

Transporte por terra ADR / RID e GGSV / GGVE (cruzamento de fronteira / doméstico)

ADR / RID- GGVS / GGVE classe: -

Transporte marítimo IMDG / GGVSea

IMDG / GGVSea classe: -

Poluente marítimo Não

Transporte aéreo ICAO – TI e IATA – DGR

ICAO / IATA classe: -

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Desinfetante para Incubadoras de CO₂ e Cabine de Fluxo Laminar



Versão revisada: 04.02.2016/PT

SEÇÃO 15: Informações regulamentares

15.1. Regulacões/legislações de segurança, saúde e ambientais específicas para a substância ou mistura

Esse folheto de segurança está em conformidade com os requerimentos da Regulação (EC) No. 1272/2008 e (EC) No 1907/2006- Anexo II- Requerimentos para elaboração do folheto de segurança.

Lenços desinfetantes Oosafe® não requerem classificação de acordo com a regulação de qualificação GHS.

Rotulagem: P102: Manter fora do alcance de crianças

15.2. Análise de segurança química

Instruções técnicas (ae)

<u>Classe</u>	<u>Quota em %</u>
---------------	-------------------

Água	50- 100
------	---------

III	≤ 2.5
-----	-------

NK	≤2.5
----	------

Classe de perigo para água

WHC 1 (auto-avaliação): ligeiramente perigoso para água.

EU – VOC: 0.41 %

CH – VOC: 0.00 %

SEÇÃO 16: Outras informações

As informações fornecidas nesse Folheto de Segurança estão corretas de acordo com os nossos conhecimentos, informações e crenças na data de sua publicação. As informações fornecidas são destinadas apenas para orientação para manuseio, uso, processamento, armazenamento, transporte, descarte e liberação seguros e não deve ser considerado como garantia ou especificações de qualidade. As informações se relacionam apenas a materiais específicos e não devem ser válidas para tais materiais usados em combinação com quaisquer outros materiais ou em quaisquer processos, a menos que especificados no texto.

Regulatory Affairs Department at Sparmed
(Departamento de questões regulamentares na Sparmed)
Contato: Camilla Inesa Nielsen, inesa@sparmed.dk